

Scheda Tecnica



Ultrasuoni



[Ultrasonic 1300 – Ultrasonic 1500 – US50]

Caratteristiche Tecniche

	Ultrasonic 1300	Ultrasonic 1500	US 50
Linea	Prestige	Prestige	Business
Codice Codice 110 V	US 1321 US1321/110	US1322 US1322/110	US1320 US1320/110
Display	Grafico a colori 320x240 Touch & Scroll	Grafico a colori 320x240 Touch & Scroll	Grafico b/n 240x128
Nr. Uscite	1	2 indipendenti	1
Frequenza	1/3 Mhz	1/3 Mhz	1/3 Mhz
Potenza in mod. pulsata	Da 0.1 a 3 W per cm ²	Da 0.1 a 3 W per cm ²	Da 0.1 a 3 W per cm ²
Potenza in mod. continua	Da 0.1 a 2 W per cm ²	Da 0.1 a 2 W per cm ²	Da 0.1 a 2 W per cm ²
Protocolli Memorizzati	63	63	43
Protocolli Memorizzabili in memoria interna	200	200	50
Protocolli Memorizzabili nella Smart Card	200	200	-

Accessori in dotazione

	Ultrasonic 1300	Ultrasonic 1500	US 50
Manipolo 1/3 Mhz area emittente di 5 cm ² con sensore di contatto	1	2	1
Smart Card	1	1	-
DVD con Manuale d'uso	X	X	X
2 fusibili	X	X	X
Cavo di alimentazione	X	X	X

Accessori opzionali

	CODICE
TV5 – Manipolo ultrasuoni 1/3 Mhz, area emittente 5 cm ²	ACC943
TV1 – Manipolo ultrasuoni 1/3 Mhz, area emittente 1 cm ²	ACC943/1
TV3 – Manipolo ultrasuoni 1/3 Mhz, area emittente 3 cm ²	ACC943/3
TV8 – Manipolo ultrasuoni 1/3 Mhz, area emittente 8 cm ²	ACC943/8
BO-U – Braccio Ortostatico per tutti i TV 1-3-5-8	ACC605
Cavo link per collegamento US-ET (Linea Prestige/Elekta)	ACC624
Chiavetta USB 4 GB EME Srl	ACC1317/2/E
Valigetta per trasporto in TNT	CONT72
Carrello 3 piani (cm. 60x37x86)	ACC604
Flacone di gel per ultrasuoni 260 ml	ACC917
Flacone di gel per ultrasuoni 1000 ml	ACC918
Sacca morbida di gel per ultrasuoni 5000 ml	ACC919